

CONDITIONS



30 minutes avant

Au minimum 30 minutes après toute prise d'aliment, de boisson, cigarette, brossage de dents.  
Pas d'effort de toux ni raclement de gorge.

→ **PRELEVEMENT A FAIRE AU REVEIL**

PROTOCOLE DE PRELEVEMENT



1. Se laver les mains

2. Ouvrir le tube stérile (salivette)



3. Saliver plusieurs fois bouche fermée pendant 30 secondes puis saliver dans le pot de recueil.  
*Renouveler l'opération si nécessaire jusqu'à obtention de **minimum 1 ml** sans bulles.*



4. Fermer le tube hermétiquement



5. Se laver les mains

POUR LA PERSONNE QUI ENCADRE



6. Désinfecter l'extérieur du flacon avec la lingette

7. **Identifier : le flacon et le sachet en indiquant le Nom-Prénom-Date de naissance de l'enfant.** *et classe de l'enfant.*

**Ne seront pas pris en compte : les prélèvements non clairement identifiés et les quantités insuffisantes de salive.**

8. Mettre le tube dans le sachet zippé et le refermer.